

ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ PROTHEC CEP ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΑ & ΑΜΠΕΛΙΑ



PROTHEC CEP 200	PROTHEC CEP 100
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 24 ΜΗΝΕΣ +	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : 80 ΜΗΝΕΣ +
ΠΛΑΤΟΣ : 8mm	ΠΛΑΤΟΣ : 8mm
ΜΗΚΟΣ : 200m	ΜΗΚΟΣ : 100m
ΕΚΤΑΤΟΤΗΤΑ 400%	ΕΚΤΑΤΟΤΗΤΑ 400%

- Ανθεκτικό & ισχυρό δέσιμο λόγω της οδοντωτής επιπέδης επιφάνειας, χωρίς να πληγώνει το δένδρο
- Περιέχει αντιηλιακή προστασία UV

**Η ταινία δένεται πανεύκολα
κάνοντας κόμπο, με το χέρι**

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

PROTHEC CEP 200	PROTHEC CEP 100
• ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΝΕΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ • ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ • ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΜΕΓΑΛΑ • ΓΙΑ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	• ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΑ & ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



100%
Made in
France

Manual
fitting



PROTHEC[®] system



ΜΠΟΜΠΙΝΕΣ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ	24
ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	18,5 Κιλά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	54X41X22cm

Εξωτερικό Ξετύλιγμα



ΜΠΟΜΠΙΝΕΣ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ	24
ΒΑΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	17 Κιλά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ	54X41X22cm

Εξωτερικό Ξετύλιγμα



Προσφέρει με φροντίδα & γνώση
... ότι καλλίτερο στον Έλληνα Παραγωγό




210 68 40 160



alhermes@otenet.gr

**Άριστη ταινία για
εμβολιασμό**

PROTHEC[®] system



Ο εμβολιασμός με εγκεντρισμό ματιού μπορεί να γίνει από την άνοιξη μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Κατά τη μέθοδο αυτή, αφαιρείται το μάτι με τμήμα του φλοιού και εγκεντρίζετε σε μια τομή σχήματος "T" στο βλαστάρι υποκείμενο.

Στη συνέχεια δένεται με ελαστική επεκτεινόμενη ταινία, < EXBANOR CEP 200> που διαστέλλεται με τον κορμό, χωρίς να μπαίνει μέσα στον κορμό και να τον τραυματίζει.

Αυτή η μέθοδος εμβολιασμού χρησιμοποιείται για όλα τα οπωροφόρα δέντρα.



24 ΜΗΝΕΣ



80 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 400%

Δεν χρειάζεται να την αφαιρέσουμε
μεγαλώνει μαζί με το φυτό